

380851-2026 - Kompetizzjoni

Is-Slovakkja – Tagħmir mediku – Modernizácia ambulancií - prístrojové vybavenie

OJ S 105/2026 03/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffċjali: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Email: marian.pavelcak@vhagy.sk

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità tal-gvern ċentrali

Attività tal-awtorità kontraenti: Saħħa

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Modernizácia ambulancií - prístrojové vybavenie

Deskrizzjoni: Ambulancia č. 1 Bodypletyzmografia s opciou CO difúzie – 1 ks: - Kabína – stabilná konštrukcia s bezpečnostným zatváraním, presklená kabína (sledovanie pacienta), - Možnosť jednostrannej komunikácie s pacientom, ľahký prístup, možnosť otvorenia kabíny zvnútra, automatická kalibrácia kabíny - Prístrojový stôl s riadiacou jednotkou PC min i5, SSD, LCD min 27“, tlačiarňou a s oddelovacím transformátorom - Možnosť dezinfekcie a sterilizácie snímača - Priebežná úprava protokolov a kontrola vykonania meraní podľa aktuálnych štandardov ERS/ATS - Možnosť úpravy a tvorby náležitých (prediktívnych) hodnôt aj nových užívateľských parametrov, integrované náležité hodnoty GLI2012, 2017, 2020 - Zobrazenie trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Možnosť porovnania ľubovoľných vyšetrení a vyhodnotení diferencie hodnôt parametrov vrátane príslušných grafov - Tlač protokolov vo formáte papiera A4 - Softvér na export dát do nemocničnej informačnej siete - Možnosť servisu vzdialeným prístupom - Výsuvná stolička z kabíny pre ľahší nástup a výstup pacientov, - Výškovo nastaviteľná stolička - Nízka nástupová hrana kabíny, max. 10cm - Integrácia merania FeNO do programu a možnosť porovnania hodnôt FeNO s napr. FEV1 v jednom grafe - Základné funkcie (statická spirometria, dynamická spirometria – krivka prietok/objem, intrahorakálne objemy) - schopnosť merať výdych dlhší ako 15 sekúnd a objem väčší ako 8 litrov s presnosťou $\pm 3\%$ alebo $\pm 0,05$ litra v rozmedzí prietoku 0-14 l/s. Celkový odpor prúdenia vzduchu pri prietoku 14 l/s musí byť menší ako 1,5 cmH₂O/l/s (0,15 kPa/l/s). - Princíp merania prietoku – diferenciálny tlak s premennou clonou - Malý mŕtvy priestor snímača prietoku (max. 35 ml) - Modul na vyšetrenie pľúcnej difúzie (DLCO) metódou single-breath - CH₄ ako transportný plyn na vyšetrenie DLCO - Potreba iba jednej fľaše s plynmi na vyšetrenie DLCO (fľaša nie je súčasťou dodávky) - On-line vzorkovanie plynu na vyšetrenie DLCO (bez nutnosti vaku) - Možnosť off-line doplnenia hodnoty Hb, PaO₂, COHb a prepočítanie výsledkov DLCO - Automatické sledovanie hodnôt mikroklimatických podmienok (BTPS modul) a ich zaradenie do prepočtu ATPS/BTPS. - Prenos dát z nemocničného systému do prístroja a späť pomocou štandardu GDT/BDT vr. prenosov protokolu vo formáte pdf pomocou štandardu GDT/BDT. - Plná kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení - Pre/post analýza opakovaného vyšetrenia - Možnosť zobrazenia individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Ventil fľaše plynu súčasťou dodávky - Základná sada 10 ks snímačov

súčasťou dodávky - Prístroj na vykonávanie bronchopovokačných testov princípom bolus metódy súčasťou dodávky - Opcie na meranie MIP/MEP súčasťou dodávky Prístroj na meranie a vyhodnotenie FeNO – 2 ks: - Možnosť merania bronchiálneho NO - Možnosť merania nazálneho NO - Mobilný prístroj s displejom a možnosťou napájania na batérie - Prístroj prepojiteľný s počítačom a programom na meranie, vyhodnotenie a uchovávanie nameraných dát - Prístroj spĺňajúci kritériá ATS/ERS - Rozsah merania 5-300 ppb - Súčasťou dodávky každého prístroja náhradné senzory s filtrami pre 3.000 meraní Prístroj na meranie spirometrie, DLCO a meranie Rocc – 1 ks: - Základné funkcie (statická spirometria, dynamická spirometria – krivka prietok/objem, intrahorakálne objemy) - schopnosť merať výdych dlhší ako 15 sekúnd a objem väčší ako 8 litrov s presnosťou $\pm 3\%$ alebo $\pm 0,05$ litra v rozmedzí prietoku 0-14 l/s. Celkový odpor prúdenia vzduchu pri prietoku 14 l/s musí byť menší ako 1,5 cmH₂O/l/s (0,15 kPa/l/s). - Princíp merania prietoku – diferenciálny tlak s premennou clonou - Malý mŕtvy priestor snímača prietoku (max. 35 ml) - Modul na vyšetrenie pľúcnej difúzie (DLCO) metódou single-breath - CH₄ ako transportný plyn na vyšetrenie DLCO - Potreba iba jednej fľaše s plynmi na vyšetrenie DLCO (fľaša nie je súčasťou dodávky) - On-line vzorkovanie plynu na vyšetrenie DLCO (bez nutnosti vaku) - Možnosť off-line doplnenia hodnoty Hb, PaO₂, COHb a prepočítanie výsledkov DLCO - Automatické sledovanie hodnôt mikroklimatických podmienok (BTPS modul) a ich zaradenie do prepočtu ATPS/BTPS. - Prenos dát z nemocničného systému do prístroja a späť pomocou štandardu GDT/BDT vr. prenosov protokolu vo formáte pdf pomocou štandardu GDT/BDT. - Plná kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení - Pre/post analýza opakovaného vyšetrenia - Možnosť zobrazenia individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Ventil fľaše plynu súčasťou dodávky - Integrácia merania FeNO do programu a možnosť porovnania hodnôt FeNO s napr. FEV₁ v jednom grafe - Meranie oklúzných tlakov, meranie odporu dýchacích ciest uzáverovou metódou - Statív pre pohodlné meranie - Opcie na meranie MIP/MEP súčasťou dodávky - Súčasťou dodávky musia byť filtre na 2.000 meraní Ambulancia 2 Ergospirometrická jednotka -1 ks: - Ľahký snímač prietoku - Použitie jednorazového snímača prietoku - Princíp merania flow – meranie diferenciálneho tlaku - Snímač prietoku bez pohyblivých častí - Rozsah merania flow ± 16 L/s - Efektívny mŕtvy priestor snímača max. 50 ml - Presnosť analyzátorov plynu nesmie byť horšia, než 0,1 vol% - T₉₀ analyzátoru O₂ menšia ako 90 ms, analyzátoru CO₂ menšia ako 90 ms - Nastavenie nulového bodu aj pri dýchaní vyšetrovaného - Modul merania okolitého CO₂ a jeho online započítavanie v priebehu vyšetrenia - Automatické vyhodnotenie AT aj RCP niekoľkými spôsobmi - Stanovenie tréningového plánu - Interpretácia podľa Wasserman - Splnenie všetkých kritérií ATS/ERS nielen pre prístroj, ale aj pre meranie a vyhodnotenie - Možnosť merania slučky prietok/objem v priebehu záťažového vyšetrenia - Možnosť komunikácie s informačnými systémami prostredníctvom BDT, či GDT. - Možnosť komunikácie s ergometrickými systémami - Musí obsahovať bezdrôtové meranie pulzu
Identifikátor tal-procedura: b6a8e714-d8fd-4901-8838-64e408f8fb07
Identifikátor intern: 14/2026
Tip ta' procedura: Miftuħa
Il-procedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 33100000 Tagħmir mediku

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Pajjiż: Is-Slovakkja

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 297 160,16 EUR

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Modernizácia ambulancií - prístrojové vybavenie

Deskripcija: Ambulancia č. 1 Bodypletyzmografia s opcíou CO difúzie – 1 ks: - Kabína – stabilná konštrukcia s bezpečnostným zatváraním, presklená kabína (sledovanie pacienta), - Možnosť jednostrannej komunikácie s pacientom, ľahký prístup, možnosť otvorenia kabíny zvnútra, automatická kalibrácia kabíny - Prístrojový stôl s riadiacou jednotkou PC min i5, SSD, LCD min 27“, tlačiarňou a s oddelovacím transformátorom - Možnosť dezinfekcie a sterilizácie snímača - Priebežná úprava protokolov a kontrola vykonania meraní podľa aktuálnych štandardov ERS/ATS - Možnosť úpravy a tvorby náležitých (prediktívnych) hodnôt aj nových užívateľských parametrov, integrované náležité hodnoty GLI2012, 2017, 2020 - Zobrazenie trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Možnosť porovnania ľubovoľných vyšetrení a vyhodnotení diferencie hodnôt parametrov vrátane príslušných grafov - Tlač protokolov vo formáte papiera A4 - Softvér na export dát do nemocničnej informačnej siete - Možnosť servisu vzdialeným prístupom - Výsuvná stolička z kabíny pre ľahší nástup a výstup pacientov, - Výškovo nastaviteľná stolička - Nízka nástupová hrana kabíny, max. 10cm - Integrácia merania FeNO do programu a možnosť porovnania hodnôt FeNO s napr. FEV1 v jednom grafe - Základné funkcie (statická spirometria, dynamická spirometria – krivka prietok/objem, intrahorakálne objemy) - schopnosť merať výdych dlhší ako 15 sekúnd a objem väčší ako 8 litrov s presnosťou $\pm 3\%$ alebo $\pm 0,05$ litra v rozmedzí prietoku 0-14 l/s. Celkový odpor prúdenia vzduchu pri prietoku 14 l/s musí byť menší ako 1,5 cmH₂O/l/s (0,15 kPa/l/s). - Princíp merania prietoku – diferenciálny tlak s premennou clonou - Malý mŕtvy priestor snímača prietoku (max. 35 ml) - Modul na vyšetrenie pľúcnej difúzie (DLCO) metódou single-breath - CH₄ ako transportný plyn na vyšetrenie DLCO - Potreba iba jednej fľaše s plynmi na vyšetrenie DLCO (fľaša nie je súčasťou dodávky) - On-line vzorkovanie plynu na vyšetrenie DLCO (bez nutnosti vaku) - Možnosť off-line doplnenia hodnoty Hb, PaO₂, COHb a prepočítanie výsledkov DLCO - Automatické sledovanie hodnôt mikroklimatických podmienok (BTPS modul) a ich zaradenie do prepočtu ATPS/BTPS. - Prenos dát z nemocničného systému do prístroja a späť pomocou štandardu GDT/BDT vr. prenosov protokolu vo formáte pdf pomocou štandardu GDT/BDT. - Plná kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení - Pre/post analýza opakovaného vyšetrenia - Možnosť zobrazenia individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Ventil fľaše plynu súčasťou dodávky - Základná sada 10 ks snímačov súčasťou dodávky - Prístroj na vykonávanie bronchopovokačných testov princípom bolus metódy súčasťou dodávky - Opcie na meranie MIP/MEP súčasťou dodávky Prístroj na meranie a vyhodnotenie FeNO – 2 ks: - Možnosť merania bronchiálneho NO - Možnosť merania nazálneho NO - Mobilný prístroj s displejom a možnosťou napájania na batérie - Prístroj prepojitelný s počítačom a programom na meranie, vyhodnotenie a uchovávanie

nameraných dát - Prístroj spĺňajúci kritériá ATS/ERS - Rozsah merania 5-300 ppb - Súčasťou dodávky každého prístroja náhradné senzory s filtermi pre 3.000 meraní Prístroj na meranie spirometrie, DLCO a meranie Rocc – 1 ks: - Základné funkcie (statická spirometria, dynamická spirometria – krivka prietok/objem, intrahorakálne objemy) - schopnosť merať výdych dlhší ako 15 sekúnd a objem väčší ako 8 litrov s presnosťou $\pm 3\%$ alebo $\pm 0,05$ litra v rozmedzí prietoku 0-14 l/s. Celkový odpor prúdenia vzduchu pri prietoku 14 l/s musí byť menší ako 1,5 cmH₂O/l/s (0,15 kPa/l/s). - Princíp merania prietoku – diferenciálny tlak s premennou clonou - Malý mŕtvy priestor snímača prietoku (max. 35 ml) - Modul na vyšetrenie pľúcnej difúzie (DLCO) metódou single-breath - CH₄ ako transportný plyn na vyšetrenie DLCO - Potreba iba jednej fľaše s plynmi na vyšetrenie DLCO (fľaša nie je súčasťou dodávky) - On-line vzorkovanie plynu na vyšetrenie DLCO (bez nutnosti vaku) - Možnosť off-line doplnenia hodnoty Hb, PaO₂, COHb a prepočítanie výsledkov DLCO - Automatické sledovanie hodnôt mikroklimatických podmienok (BTPS modul) a ich zaradenie do prepočtu ATPS/BTPS. - Prenos dát z nemocničného systému do prístroja a späť pomocou štandardu GDT/BDT vr. prenosov protokolu vo formáte pdf pomocou štandardu GDT/BDT. - Plná kontrola ATS/ERS kritérií, ako pri meraní, tak pri vyšetrení - Pre/post analýza opakovaného vyšetrenia - Možnosť zobrazenia individuálnych trendov vybraných parametrov jednotlivého pacienta z rôznych vyšetrení - Ventil fľaše plynu súčasťou dodávky - Integrácia merania FeNO do programu a možnosť porovnania hodnôt FeNO s napr. FEV₁ v jednom grafe - Meranie oklúzných tlakov, meranie odporu dýchacích ciest uzáverovou metódou - Statív pre pohodlné meranie - Opcie na meranie MIP/MEP súčasťou dodávky - Súčasťou dodávky musia byť filtre na 2.000 meraní Ambulancia 2 Ergospirometrická jednotka -1 ks: - Ľahký snímač prietoku - Použitie jednorazového snímača prietoku - Princíp merania flow – meranie diferenciálneho tlaku - Snímač prietoku bez pohyblivých častí - Rozsah merania flow ± 16 L/s - Efektívny mŕtvy priestor snímača max. 50 ml - Presnosť analyzátorov plynu nesmie byť horšia, než 0,1 vol% - T₉₀ analyzátora O₂ menšia ako 90 ms, analyzátora CO₂ menšia ako 90 ms - Nastavenie nulového bodu aj pri dýchaní vyšetřovaného - Modul merania okolitého CO₂ a jeho online započítavanie v priebehu vyšetřenia - Automatické vyhodnotenie AT aj RCP niekoľkými spôsobmi - Stanovenie tréningového plánu - Interpretácia podľa Wasserman - Splnenie všetkých kritérií ATS/ERS nielen pre prístroj, ale aj pre meranie a vyhodnotenie - Možnosť merania slučky prietok/objem v priebehu záťažového vyšetřenia - Možnosť komunikácie s informačnými systémami prostredníctvom BDT, či GDT. - Možnosť komunikácie s ergometrickými systémami - Musí obsahovať bezdrôtové meranie pulz

Identifikatur intern: 14/2026

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 33100000 Tagħmir mediku

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Pajjiż: Is-Slovakkja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 90 Jiem

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 297 160,16 EUR

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea:

Programm tal-fondi mill-UE: Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) (2021/2027)

Identifikatur tal-fondi tal-UE: Identifikátor výzvy PSK - 401405F454001

Aktar dettalji dwar il-fondi tal-UE: Predmet obstarávania bude hrađený z Programu Slovensko.

Kód výzvy: PSK-MZ-007-2024-DSV-EFRR

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Najniżša cena.

Deskrizzjoni: Najniżša cena za predmet obstarávania.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Slovakk

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/557710>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: Elektronická platforma

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/557710>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Slovakk

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 03/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 03/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: Seminárna miestnosť na 4. poschodí NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Úrad pre verejné obstarávanie

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Úrad pre verejné obstarávanie

Numru tar-reġistrazzjoni: 31797903

Numru tar-reġistrazzjoni: 2021511008

Indirizz postali: Ružová dolina 10

Belt: Bratislava - mestská časť Ružinov

Kodiċi postali: 82109

Sottodivízijs tal-pajjiž (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Pajjiž: Is-Slovakkja

Email: info@uvo.gov.sk

Telefown: +421250264111

Indirizz tal-internet: www.uvo.gov.sk

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Organizzazzjoni tar-riežami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hággy

Numru tar-reġistrazzjoni: 00227811

Numru tar-reġistrazzjoni: 2021212622

Indirizz postali: Vyšné Hággy 23001

Belt: Vysoké Tatry

Kodiċi postali: 05984

Sottodivízijs tal-pajjiž (NUTS): Prešovský kraj (SK041)

Pajjiž: Is-Slovakkja

Email: marian.pavelcak@vhagy.sk

Telefown: 0421524414594

Profil tax-xerrej: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/849>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Informazzjoni dwar l-avviž

Identifikatur/verżjoni tal-avviž: 2f966d78-bc3a-47bd-8d11-85444aa9223d - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 02/06/2026 09:49:48 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Slovakk

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 380851-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 105/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 03/06/2026